

CONSIGNES RELATIVES AUX PRELEVEMENTS FAITS PAR LES PATIENTS (URINES/UROCULTURE)

1. Urines/Uroculture chez la femme

(En cas de pertes vaginales, le recueil se fera après pose d'une protection vaginale type tampon ou compresse)

1. Se laver soigneusement les mains avec du savon et de l'eau, les rincer puis les essuyer avec un essuie-main à usage unique.
2. Faire une toilette soignée périnéo-vulvaire, de la façon suivante:
 - ✦ avec une main, écarter les grandes et petites lèvres et laver la vulve avec une compresse imprégnée de solution antiseptique (type Hibidil) par un seul mouvement d'avant en arrière, jeter la compresse.
 - ✦ répéter le même geste avec 2 autres compresses imprégnées de liquide
 - ✦ puis avec une compresse imbibée d'eau pour enlever la solution.
3. Éliminer le 1er jet dans les toilettes puis recueillir les urines dans le récipient stérile (flacon pour ECBU fourni par le laboratoire) que l'on tiendra de façon à ne pas toucher son bord supérieur.
ATTENTION : pour la recherche de **Chlamydia**, il faut un **récipient spécial en polypropylène** et il faut **récolter le 1er jet**.
Ce récipient est disponible au laboratoire.
4. Fermer immédiatement et soigneusement le récipient, l'identifier avec le nom, prénom date du recueil, et le porter au laboratoire dans les plus brefs délais, inférieur à 2 heures, sinon conserver au réfrigérateur (maximum 12 heures).

2. Urines/Uroculture chez l'homme

1. Se laver soigneusement les mains avec du savon et de l'eau, les rincer puis les essuyer avec un essuie-main à usage unique.
2. Découvrir entièrement le gland et faire une toilette soignée à l'eau et au savon.
3. Le prépuce étant relevé, éliminer le 1er jet dans les toilettes puis recueillir en milieu de jet la suite de la miction dans le récipient stérile (flacon pour ECBU fourni par le laboratoire) que l'on tiendra de façon à ne pas toucher son bord supérieur.

CONSIGNES RELATIVES AUX PRELEVEMENTS FAITS PAR LES PATIENTS (URINES/UROCULTURE)

ATTENTION : pour la recherche de Chlamydia, il faut un réceptacle spécial en polypropylène et il faut récolter le 1er jet.

Ce réceptacle est disponible au laboratoire.

4. Fermer soigneusement le réceptacle, l'identifier avec le nom, prénom, date et heure du recueil, et le porter au laboratoire dans les plus brefs délais, inférieur à 2 heures sinon conserver au réfrigérateur (maximum 12 heures).

3. Urines/Uroculture chez le nourrisson

Chez le petit enfant, utiliser un collecteur stérile spécifique. Ce dispositif à usage unique adapté à l'anatomie se pose après désinfection soignée et ne peut être laissé en place plus d'une heure. Passé ce délai, si l'enfant n'a pas uriné, le dispositif est éliminé et remplacé par un collecteur neuf.

Dès la miction terminée le collecteur est enlevé et les urines sont transvasées soigneusement dans un flacon stérile (Ou le collecteur est placé simplement dans le flacon stérile). On ferme soigneusement le réceptacle. On l'identifie avec le nom, prénom, date et heure du recueil, et on le porte au laboratoire dans les plus brefs délais, inférieur à 2 heures sinon conserver au réfrigérateur (maximum 12 heures).

L'urine peut également être saisie «à la volée» au moment du change.

4. Urines de 24 heures

Remarque :

Aller chercher le pot adéquat au laboratoire muni de **l'ordonnance !!!**

Pour certaines analyses, il faut mettre un additif (p.ex. un acide) dans le pot avant la collecte des urines.

Au lever

Vider la totalité de la vessie dans les toilettes (WC).

Noter sur le flacon : nom, prénom, date et heure de départ de recueil : *c'est le point de départ des 24h*.

CONSIGNES RELATIVES AUX PRELEVEMENTS FAITS PAR LES PATIENTS (URINES/UROCULTURE)

Pendant 24 heures

Recueillir la totalité des urines dans le récipient fourni par le laboratoire. Bien fermer le flacon après chaque utilisation. **S'assurer de maintenir le flacon au frais.** Le jour suivant, aller aux toilettes à l'heure notée le jour précédent et recueillir l'urine. Le recueil est maintenant terminé. La totalité des urines de 24 heures doit être acheminée au laboratoire dans les plus brefs délais.